



Fiche technique

RAL ZN Staining Kit (3 x 1 L)

365400

Code produit : 365400-0000

Composition :

• Fuchsine phéniquée ZN	code : 365310-0500	1 x 1 L
• Acide-Alcool 3 % ZN	code : 365320-0500	1 x 1 L
• Bleu de méthylène 0.3 % ZN	code : 365330-0500	1 x 1 L

Applications :

Bactériologie : La coloration de Ziehl-Neelsen par le RAL ZN Staining Kit (3 x 1 L) permet la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcoolo-Résistants) selon une technique préconisée par l'O.M.S.

La Fuchsine phéniquée ZN colore les mycobactéries en rose.

Le Bleu de méthylène 0.3% ZN colore le fond de la préparation en bleu.

Mise à jour le 15/04/2013