

## MICROPLAQUE

- / 657102
- / 657160 (stérile)
- / 657165 (stérile)
- / 657185 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Plaque PS, 6 puits, avec ergots, codage alphanumérique des puits, position unique du couvercle avec anneaux condensation 657102 : standard 657160,-165 : traitement de surface, stérile 657185 : surface hydrophobe (pas de traitement), stérile
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	Volume total : 16 ml (mathématiquement calculé) 657160,-165 : Volume de travail : 2-5ml / zone de croissance : 9,6 cm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	Couvercle et plaque : PS (Polystyrène, absence métaux lourds)
<b>Couleur</b>	Couvercle et plaque : transparent
<b>Stérilisation</b>	657102 : non 657160, -165, -185 : SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Utilisation</b>	Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Autres informations</b>	Usage unique

### Caractéristiques

657102 : -  
657160, -165, -185 : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques

<b>Plages température</b>	Utilisation : -20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation, RCF max</b>	4 800 x g : rotor nacelles
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	657102 : n/a 657160,-165 : 4 ans 657185 : 5 ans

## Conditionnement

Pièces / sachet	657102 : 2
	657160, -185 : 1
	657165 : 5
Pièces / carton	657102 : 100
	657160, -185 : 100
	657165 : 100
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	657102 : -
	657160, -185, -165 : Certificat de qualité à télécharger

## Image

