

POINTE 10-20 µL

- / 739263
- / 739264 (stérile)
- / 739265
- / 739266 (stérile)
- / 739282
- / 739291
- / 739296

Description / spécifications

Désignation	739263 : Pointe 10 - 200µl, universel, gradué, transparent, 96 PCS./ rack 739264 : Pointe 10 - 200µl, stérile, universel, gradué, transparent, 96 PCS./ rack 739265 : Pointe 10 - 200µl, universel, gradué, jaune, 96 PCS./ rack 739266 : Pointe 10 - 200µl, stérile, universel, gradué, jaune, 96 PCS./ rack 739282 : Pointe 10 - 200µl, universel, gradué, transparent, 96 PCS./ rack 739291 : Pointe 10 - 200µl, universel, gradué, transparent, 500 PCS./sachet 739296 : Pointe 10 - 200µl, universel, gradué, jaune, 500 PCS./sachet
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	10 – 200 µl
Matériaux	PP (Polypropylène, absence métaux lourds) 739265,-266,-296 : couleur sans métaux lourds
Couleur	739263, -264, -282, -291 : Transparent 739265,-266,-296 : Jaune
Stérilisation	739263, -265, -282, -291, -296 : Non 739264, -266 : Stérile par irradiation
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique Compatible pour Micropipettes universelles Anthos®, Biohit®, Brand®, Costar®, Eppendorf®, Finnpiquette®, Gilson®, Human®, Moltronic®, Socorex®

Caractéristiques

Haute résistance à la rupture (disque forme stable), autoclavable

Plages température	de - 190°C jusqu'à environ + 140°C
Autoclavable	Oui : 121°C / 20 min.
Centrifugation,	N/A
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 739263, -265, -282, -291, -296: n/a
739264, -266: 3 ans après le mois de fabrication

Autre information Les procédures d'essai sont en corrélation avec la norme ISO 8655

Conditionnement

Pièces / sachet 739263, -264, -265, -266 : 96 (en rack ST jaune, rack autoclavable en polypropylène)
739282 : 96 (en rack EL, rack autoclavable en polypropylène)
739291, -296 : 500 (en vrac, sachet en polyéthylène)

Pièces / carton 739263, -264, -265, -266 : 4 800
739282 : 960
739291, -296 : 15 000

Numéro de lot A YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image

