

FICHE TECHNIQUE

2020 General Catalogue page 82

Plaques pour groupe sanguins

code 128030

code	description	quantité carton	poids carton (kg)	volume (m ³)
PLAGS 128030	plaque pour groupe sanguins	25 x 10	3,70	0,014
444142	peel-pack unitaire	2x500	4,6	0,029
444242	flow-pack unitaire	2x500	4,9	0,029



DESCRIPTION

Utilisé pour le conditionnement de fluides biologiques (sang) afin de déterminer, par des techniques d'agglutination / élimination dans chaque puits, le groupe sanguin du patient.

Matériau : polystyrène haute transparence

Elles comportent 10 cavités numérotées.

Dimensions de la plaque 160 x 40 x 6 mm.

Elles sont empilables.

RÉALISÉ

Soti Khiev
Département du Marketing

VERIFIÉ

Anna Mir
Directeur Technique, du Développement, Qualité et Environnement

APPROUVÉ

Mónica Torras
Directeur des Ventes et du Marketing