



PIPETTE PASTEUR – PP23002

PP23

Code article	Dimensions	Quantité par unité de conditionnement	Quantité par palette
PP23002	7.25 X 0.55 X 230	250	70 000

CARACTÉRISTIQUES

MATIERE	Verre sodocalcique blanc (translucide) Type III de la Pharmacopée Européenne (se référer à la fiche technique matière première)
SPECIFICATION COMPLETE	Pipettes Pasteur 7.25 x 0.55 x 230 Non cotonnée Pointe fermée auto sécable En verre sodocalcique blanc (Translucide) Verre nu sans décor ni traitement
TEMPERATURE UTILISATION	NA
CONDITIONNEMENT	Unité de conditionnement de 250 pièces 4 unités de conditionnement par carton 70 cartons par palette
IDENTIFICATION	Etiquette sur chaque unité de conditionnement comportant Désignation/ code article/ n° de lot
TRACABILITE	Traçabilité assurée de la matière première au produit fini.

REFERENCES NORMATIVES

■ LIMITATION METAUX LOURDS

Conforme à la directive CE/94/62

■ ALIMENTARITE

Matière conforme au règlement CE N°1935/2004

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Usage In vitro

Usage unique