

- / Référence Greiner Bio-One : 2138
- / Désignation produit : Flacon translucide 600ml + gâchette rouge

FLACON 600 ML

Caractéristiques Flacon translucide 600ml. Quantité de produit disponible visible d'un coup d'œil.

Composition Plastique

Poids 0.040 kg
(tolérance +/-5%)

TÊTE VAPORISATEUR ROUGE

Caractéristiques

- Longue gâchette (3 doigts) réduisant l'effort de pression interchangeable.
- Buse réglable jet (1) → brouillard (2) :



Photo non contractuelle. Référence 2138 = rouge

- Verrouillable en transport.
- Tolérance aux principaux produits couramment utilisés dans le nettoyage.
- Chaque pression sur la gâchette = 1 ml.
- Bague en 28/400.

Composition Polypropylène

Dimensions Longueur totale (tête + plongeur) : 280 mm
Longueur plongeur seul (sous la bague) : 195 mm

Couleur Rouge

Photo



Photo non contractuelle. Référence 2138 = rouge