




Paravent
Gamme 116
116 03

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Paravent 3 panneaux
- Panneaux reliés par des charnières
- Revêtement non-feu classé M1
- Armature en tube acier carré peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 6 roulettes diam. 50mm

DIMENSIONS

- Largeur panneaux 70x60x70cm
- Longueur déplié 2m
- Hauteur 1,8m



Vous aimerez aussi :

Réf. **114 02** : Idem 116 03 mais
2 panneaux



À SAVOIR

- ✓ Garantie : 3 ans
(1 an pour la sellerie)



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 3 ans
- Sellerie : 1 an