



Tabouret
Gamme 120
12001CHR


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485

Réf GBO : 12001

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- Commande manuelle sous l'assise
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 6cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied chromé 5 branches, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur variable de 48 à 68cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **12011CHR** : Idem 12001CHR mais sur patins, hauteur variable de 44 à 64cm



À SAVOIR



Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 10
Dossier pour gamme
PRISCA, 120, 30 et 40



ACC 14
Commande au pied



ACC 15
Repose pieds



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)




ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freinées
en charge ou hors-charge

HH/HB
Hauteur haute ou hauteur basse

Avec option
ACC 10





GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an