



*Tabouret*  
*Gamme 120*  
**12011CHR**

  
**greiner**  
BIO-ONE



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

Réf GBO : 12011HHCHR

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- Commande manuelle sous l'assise
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 6cm
- Equipé de 5 patins fixes
- Pied chromé 5 branches, empattement diam. 55cm

## DIMENSIONS

- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur variable de 54 à 79cm
- Capacité de charge : 130kg

### Vous aimerez aussi :

Réf. **12001CHR** : Idem 12011CHR mais sur roulettes, hauteur variable de 48 à 68cm



### À SAVOIR



Garantie : 2 ans  
(1 an pour la sellerie)

# ACCESSOIRES



**ACC 10**  
Dossier pour gamme  
PRISCA, 120, 30 et 40



**ACC 14**  
Commande au pied



**ACC 15**  
Repose pieds




**ACC 16**  
Pied sur socle chromé  
diam. 38cm  
(Enlève 1cm à la hauteur)



**ACCROULETTE-02**  
5 roulettes simple galet  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-03**  
5 roulettes double galet sol dur  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-04**  
5 roulettes antistatiques  
diam. 50mm



**ACC 964**  
Jeu de repose jambes noir,  
sur rotule mousse polyuréthane,  
diam. 14mm, sans étai

## HH/HB

Hauteur haute (OPTION  
**INCLUDE**) ou hauteur basse



# GUIDE D'ENTRETIEN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

## GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an