

DIVAN D'EXAMEN

/ Référence Greiner Bio-One : 12421

/ Désignation produit : Divan d'examen 2 parties, hauteur fixe, [Lg 80 x Ht 80cm], équipé d'un porte rouleau

Caractéristiques

- Divan à hauteur fixe : 80cm
- Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm, largeur 800 non feu classé M1, 10 coloris au choix gamme sellerie classique
- Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix
- Réglage du dossier en toutes positions par un système mécanique autobloquant
- Capacité de charge : 130 Kg en dynamique
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen
- Plusieurs options disponibles


Certification

CE

Fabrication

France

Dimensions



Photo



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.