



Lampe halogène 20W

Gamme 173

173 01


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485

Référence GBO : 17301 / 17303

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe halogène 20 Watts, coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 300 Lumens-3000° Kelvin (blanc neutre)
- IRC : 100/100
- Eclairage 23000 Lux à 50cm, diamètre éclairé : 10cm
- Consommation : 20W
- Ampoule dichroïque 12V
- Longévité des ampoules : 5000h minimum
- Tête de lampe diam. 7cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Piètement acier peint époxy, coloris blanc (RAL 9003)
- Sur 5 roulettes pivotantes
- Dispositif médical de Classe I

OPTION

ISC (interrupteur sans contact)

Lampe idéale
pour médecine générale
& infirmière



À SAVOIR



Garantie : 5 ans
(hors ampoule)

Vous aimerez aussi :

Réf. **173 02** : Idem 173 01 mais coloris noir 17302

Réf. **173 03** : Idem 173 01 mais support mural 17303

Réf. **173 04** : Idem 173 01 mais coloris noir et support mural 17304