



Lampe halogène 20W

Gamme 173

173 02


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe halogène 20 Watts, coloris noir
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 300 Lumens-3000° Kelvin (blanc chaud)
- IRC : 100/100
- Eclairage 23000 Lux à 50cm, diamètre éclairé : 10cm
- Consommation : 20W
- Ampoule dichroïque 12V
- Longévité des ampoules : 5000h minimum
- Tête de lampe diam. 7cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Piètement acier peint époxy, coloris noir (RAL 9005) en standard
- Sur 5 roulettes pivotantes
- Dispositif médical de Classe I

OPTION

ISC (interrupteur sans contact)

Lampe idéale
pour médecine générale
& infirmière

Vous aimerez aussi :

Réf. **173 01** : Idem 173 02 mais coloris blanc

Réf. **173 04** : Idem 173 02 mais support mural

Réf. **173 03** : Idem 173 02 mais coloris blanc et support mural



À SAVOIR

✓ Garantie : 3 ans

