



Lampe halogène 20W

**Gamme 173**

**173 01**

  
**greiner**  
BIO-ONE



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

Ref GB0 : 17301 / 17303

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe halogène 20 Watts, coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 300 Lumens-3000° Kelvin (blanc chaud)
- IRC : 100/100
- Eclairage 23000 Lux à 50cm, diamètre éclairé : 10cm
- Consommation : 20W
- Ampoule dichroïque 12V
- Longévité des ampoules : 5000h minimum
- Tête de lampe diam. 7cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Piètement acier peint époxy, coloris blanc (RAL 9003) en standard
- Sur 5 roulettes pivotantes
- Dispositif médical de Classe I

### OPTION

ISC (interrupteur sans contact- Minuterie 0 à 60 minutes)

Lampe idéale  
pour médecine générale  
& infirmière



**À SAVOIR**



Garantie : 3 ans

### Vous aimerez aussi :

Réf. **173 02** : Idem 173 01 mais coloris noir 17302

Réf. **173 03** : Idem 173 01 mais support mural 17303

Réf. **173 04** : Idem 173 01 mais coloris noir et support mural 17304