

Visuel coloris RAL 6019



Guéridon  
Gamme 243  
243 10

  
**greiner**  
BIO-ONE



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

Réf GBO : 24308

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc 60x40cm
- Equipé d'un tiroir
- Structure tube carré acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm

## DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg en statique

### Vous aimerez aussi :

Réf. **243 11** : Idem 243 10 mais 2 tiroirs

Réf. **243 12** : Idem 243 10 mais 3 tiroirs

Réf. **243 13** : Idem 243 10 mais 40x40cm

Réf. **243 14** : Idem 243 10 mais 2 tiroirs et 40x40cm

## ACCESSOIRES


### ACC 95

Jeu de galeries  
pour guéridons 243 largeur 60cm



### À SAVOIR

- ✓ Guéridon livré démonté
- ✓ Garantie : 2 ans



## GUIDE D'ENTRETIEN

### **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### **GARANTIE**

- 2 ans