



Guéridon
Gamme 243
243 13


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485

Ref GBO : 24313CA

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc 40x40cm
- Equipé d'un tiroir
- Structure tube carré acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm

DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg en statique

Vous aimerez aussi :

Réf. **243 14** : Idem 243 13 mais 2 tiroirs

Réf. **243 10** : Idem 243 13 mais 60x40cm

Réf. **243 11** : Idem 243 13 mais 2 tiroirs et 60x40cm

Réf. **243 12** : Idem 243 13 mais 3 tiroirs et 60x40cm

ACCESSOIRES

ACC 96

Jeu de galeries
pour guéridons 243 largeur 40cm



À SAVOIR

- ✓ Guéridon livré démonté
- ✓ Garantie : 2 ans



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans