



Photo du modèle sans galerie


Guéridon
Gamme 243
243 02

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc 60x40cm, avec galeries sur le plateau supérieur seulement
- Structure tube carré acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm

DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg en statique



Vous aimerez aussi :

Réf. **243 01** : Idem 243 02 mais sans galerie

Réf. **243 04** : Idem 243 02 mais 40x40cm

Réf. **243 03** : Idem 243 02 mais sans galerie et 40x40cm

Réf. **243 07** : Idem 243 02 mais 3 plateaux

Réf. **243 06** : Idem 243 02 mais 3 plateaux sans galerie


Réf. **243 09** : Idem 243 01 mais 3 plateaux et 40x40cm

Réf. **243 08** : Idem 243 01 mais 3 plateaux sans galerie et 40x40cm



À SAVOIR

- ✓ Guéridon livré démonté
- ✓ Garantie : 2 ans



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans