

Visuel coloris RAL 3020



Guéridon  
Gamme 243  
243 11

  
**greiner**  
BIO-ONE



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485


Ref GBO : 243 09

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc 60x40cm
- Equipé de 2 tiroirs
- Structure tube carré acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm

## DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg en statique




### Vous aimerez aussi :

Réf. **243 10** : Idem 243 11 mais 1 tiroirs

Réf. **243 12** : Idem 243 11 mais 3 tiroirs

Réf. **243 14** : Idem 243 11 mais 40x40cm

Réf. **243 13** : Idem 243 11 mais 1 tiroir et 40x40cm



Tiroir

## ACCESSOIRES

### ACC 95

Jeu de galeries  
pour guéridons 243 largeur 60cm



### À SAVOIR



Guéridon livré  
démonté



Garantie : 2 ans



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- 2 ans