



Marchepied 2 marches

Gamme 3020

3020



DESCRIPTION TECHNIQUE

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches : 39x20cm
- Hauteur de la 1ère marche : 18cm
- Hauteur de la 2ème marche : 40cm
- Tube acier rectangulaire peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Marches revêtement en ABS noir ou blanc ou sellerie non-feu classée M1
- Capacité de charge : 130kg



À SAVOIR



Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an