



Photo non contractuelle - modèle avec dossier

Tabouret
Gamme 3030
3032



DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- Commande manuelle sous l'assise
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied chromé 5 branches, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Assise rectangulaire ergonomique 40x32cm
- Hauteur variable de 48 à 68cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **3033** : Idem 3032 mais sur patins, hauteur variable de 44 à 64cm



À SAVOIR



Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 10 (OPTION INCLUSE)
Dossier pour gamme PRISCA, 120, 30 et 40



ACC 15
Repose pieds



ACCROULETTE-02 5
roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-04 5
roulettes antistatiques
diam. 50mm

HH/HB

Hauteur haute ou hauteur basse



ACC 14
Commande au pied



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freînées
en charge ou hors-charge



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an