



Photo du modèle avec roulettes au lieu de patins

Tabouret
Gamme 3030
3033



DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- Commande manuelle sous l'assise
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 patins fixes
- Pied chromé 5 branches, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Assise rectangulaire ergonomique 40x32cm
- Hauteur variable de 48 à 68cm
- Capacité de charge : 130kg



À SAVOIR

- ✓ Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 10
Dossier pour gamme
PRISCA, 120, 30 et 40



ACC 14
Commande au pied



ACC 15
Repose pieds



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freînées
en charge ou hors-charge

HH/HB

Hauteur haute ou hauteur basse



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an