



Guéridon
Gamme 4000
4000




Référence GBO : 4000

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Meuble bois stratifié blanc
- Equipé de 3 tiroirs coulissants et galerie sur 3 côtés
- Pied oblique acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes, diam. 50mm


DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 87,5cm
- Poids max supportable : 50kg



À SAVOIR

- ✓ Guéridon livré démonté
- ✓ Garantie : 2 ans



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans