



Tabouret
Gamme 40
4001CHR



Réf GBO : 400110

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise ronde diam. 35cm, sellerie non feu classée M1, couture apparente, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied chromé 5 branches, empatement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Hauteur variable de 51 à 71cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **4003CHR** : Idem 4001CHR mais sur patins, hauteur variable de 47 à 67cm



À SAVOIR



Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 10 (OPTION INCLUSE)
Dossier pour gamme PRISCA,
120, 30 et 40



ACC 14
Commande au pied



ACC 15
Repose pieds



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-02 5
roulettes simple galet diam.
50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04 5
roulettes antistatiques diam.
50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freînées
en charge ou hors-charge

HH/HB

Hauteur haute ou hauteur basse

4001CHR+ACC10





GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an