



*Photo du modèle avec pied chromé au lieu  
d'acier peint, époxy*

Tabouret  
Gamme 40  
4002

  
**greiner**  
BIO-ONE



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

Réf GBO : 400210

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise ronde diam. 35cm, sellerie non feu classée M1, couture apparente, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied acier peint époxy 5 branches, coloris gris clair (RAL 7035) en standard, empattement diam. 55cm

## DIMENSIONS

- Hauteur variable de 51 à 71cm
- Capacité de charge : 130kg

### Vous aimerez aussi :

Réf. **4004** : Idem 4002 mais sur patins, hauteur variable de 47 à 67cm



### À SAVOIR



Garantie : 2 ans  
(1 an pour la sellerie)

# ACCESSOIRES



**ACC 10 (OPTION INCLUSE)**  
Dossier pour gamme PRISCA, 120, 30 et 40



**ACC 15**  
Repose pieds



**ACCROULETTE-02** 5  
roulettes simple galet  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-04** 5  
roulettes antistatiques  
diam. 50mm

**HH/HB**

Hauteur haute ou hauteur basse



**ACC 14**  
Commande au pied



**ACC 16**  
Pied sur socle chromé  
diam. 38cm  
(Enlève 1cm à la hauteur)



**ACCROULETTE-03**  
5 roulettes double galet sol dur  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-05**  
5 roulettes auto-freînées  
en charge ou hors-charge



# GUIDE D'ENTRETIEN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

## GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an