



*Photo du modèle avec pied chromé au lieu
d'acier peint époxy*

Tabouret
Gamme 40
4002


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise ronde diam. 35cm, sellerie non feu classée M1, couture apparente, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied acier peint époxy 5 branches, coloris gris clair (RAL 7035) en standard, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Hauteur variable de 51 à 71cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **4004** : Idem 4002 mais sur patins, hauteur variable de 47 à 67cm



À SAVOIR

- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 10
Dossier pour gamme
PRISCA, 120, 30 et 40



ACC 14
Commande au pied



ACC 15
Repose pieds



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freînées
en charge ou hors-charge

HH/HB

Hauteur haute ou hauteur basse



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an