



*Meuble assistant*  
**Gamme 5060-5061**  
**5061**

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Meuble assistant compact en polyéthylène
- Equipé de :
  - 2 tiroirs spécialement étudiés pour le petit équipement (poids supportable 3kg)
  - 1 tiroir inférieur grosse capacité (poids supportable 7kg)
  - 1 plateau
- Support bouteille et serviette inclus
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm, très faciles d'entretien

## DIMENSIONS

- Largeur 45cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 86cm
- Poids max supportable : 50kg

Meuble idéal pour les  
prélèvements, assistant  
consultation...

### Vous aimerez aussi :

Réf. **5061** : Idem 5060 mais 3 tiroirs et 1 plateau



Guéridon vendu brut  
ou avec façade coloris TAHITI  
(sans plus value).  
Il est possible d'ajouter une  
façade avec les coloris de la  
Gamme ECOMAX, Classique  
ou Urban (avec plus value)






### À SAVOIR

- ✓ Guéridon livré vide
- ✓ Garantie : 2 ans

# DIMENSIONS

5060-5061





## GUIDE D'ENTRETIEN

### **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### **GARANTIE**

- 2 ans