



*Fauteuil de prélèvement fixe*

**Gamme 512**

**512 02TB**

  
**greiner**  
BIO-ONE




**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 50cm, 3 parties
- Réglage du dossier en toutes positions par vérin à gaz
- Jambière réglable par un système mécanique autobloquant, elle peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie tendue de bonne densité 35kg/cm<sup>2</sup>, non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

## DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur 50cm
- Capacité de charge : 130kg



### À NOTER

- Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**
  - Les fauteuils de prélèvement hauteur basse (50cm) sont destinés aux **prélèvements sanguins**, les fauteuils plus hauts sont réservés aux **prélèvements gynécologiques**.
- Pour un meilleur confort des patients et du praticien



### À SAVOIR



Garantie : 2 ans  
(1 an pour la sellerie)

### Vous aimerez aussi :

Réf. **512 02T** : Idem 512 02TB mais hauteur 67cm

## ACCESSOIRES



**ACC 537**  
Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers pour toutes gammes sauf LUVIA

**ACC 516**

Option commande simultanée Dossier/jambière




**ACC 964**  
Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau



**ACC 514-GOUT**  
Protection gouttière en plastique transparent, l'unité



**ACC 514-JAMBIÈRE**  
Protection plastique pour jambière



**ACC 54005**  
Tête 1/2 lune largeur 55cm, revêtement non feu M1

**ACC 910-PLAT04**


Plateau plastique support 350x270 avec étau



**ACC 113U-105**  
Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux pour adapter une paire d'étriers prêt à fixer sur fauteuil



**ACC 32012**  
Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets plastiques, sans étau



**ACC 9505**  
Jeu de 4 roulettes diam. 50mm avec frein



**ACC TETERGO**  
Tête ergonomique amovible



**ACC 535**  
Jeu d'étaux double diam. 14mm et 16mm pour gouttière + tige porte-sérum



**ACC 105**  
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau



**SLFEMIREPOSE**  
Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité



**ACC 514-ASSISE**  
Protection plastique assise



**ACC 517-512**  
Protection plastique pour dossier



**ACC 910-PLAT02**  
Plateau inox support 340x340 avec étau



**ACC 113U**  
Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau prêt à fixer sur fauteuil



**ACC 125**  
Porte rouleau adaptable tous modèles



**ACC 32014**  
Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets inox, sans étau



**ACC 993-FIXE**  
Support roulettes escamotables diam. 50mm



**ACC 110**  
Gouttière prise de sang Avec ferrure, sans étau, l'unité



# GUIDE D'ENTRETIEN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

## GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an