



Tube rond chromé au lieu de peint

Marchepied 2 marches

Gamme 56

5606


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches : 34x15cm
- Hauteur de la 1ère marche : 23cm
- Hauteur de la 2ème marche : 39cm
- Tube rond peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Marches revêtement en ABS noir
- Capacité de charge : 130kg



À SAVOIR



Garantie : 2 ans