

**SERIE 7.60****DIN NF EN 14470-1**

# ARMOIRES DE SÉCURITÉ - Type 60 pour produits inflammables



## CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004).
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).

## AVANTAGES

- Résistance de 60 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire indépendant (LGA).

## SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
  - Paroi extérieure en tôle d'acier.
  - Paroi intérieure en H.P.L. (laminé haute pression).
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois supprimant les ponts thermiques.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Point de fixation pour mise à la terre.

## SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler l'intérieur de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Porte(s) à fermeture automatique.
- Fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique pré réglée à 50°C.

Tous les modèles sont livrés sans équipement intérieur. Ils sont donc à équiper d'étagères de rétention, de bacs de rétention et caillebotis pour bac de rétention. Voir le tableau ci-contre.

**FABRICATION FRANÇAISE**



## 761 - Armoire sous paillasse à une porte



Réf.	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Équipements recommandés	Poids (kg)
761	Armoire sous paillasse	670 x 635 x 615	530 x 490 x 410	30	1	145
E761	Étagère de rétention	30 x 490 x 410	-	-	1	3
B761	Bac de rétention	100 x 490 x 410	-	-	1	5
C761	Caillebotis pour bac	90 x 480 x 400	-	-	1	4

## 762 - Armoire sous paillasse à deux portes



Réf.	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Équipements recommandés	Poids (kg)
762	Armoire sous paillasse	670 x 1135 x 615	530 x 1000 x 410	60	1	220
E762	Étagère de rétention	30 x 1000 x 410	-	-	1	6
B762	Bac de rétention	100 x 1000 x 410	-	-	1	10
C762	Caillebotis pour bac	90 x 990 x 400	-	-	1	8

## 763 - Armoire comptoir à deux portes



Réf.	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Équipements recommandés	Poids (kg)
763	Armoire comptoir	1050 x 1135 x 615	820 x 1000 x 410	115	1	310
E763	Étagère de rétention	30 x 1000 x 410	-	-	1	6
B763	Bac de rétention	100 x 1000 x 410	-	-	1	10
C763	Caillebotis pour bac	90 x 480 x 400	-	-	1	8

## 764 - Armoire haute à une porte



Réf.	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Équipements recommandés	Poids (kg)
764	Armoire haute	1850 x 635 x 615	1620 x 490 x 410	130	1	305
E764	Étagère de rétention	30 x 490 x 410	-	-	3	3
B764	Bac de rétention	100 x 490 x 410	-	-	1	5
C764	Caillebotis pour bac	90 x 480 x 400	-	-	1	4

## 765 - Armoire haute à deux portes



Réf.	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Équipements recommandés	Poids (kg)
765	Armoire haute	1850 x 1135 x 615*	1620 x 1000 x 410	250	1	420
E765	Étagère de rétention	30 x 1000 x 410	-	-	3	6
B765	Bac de rétention	100 x 1000 x 410	-	-	1	10
C765	Caillebotis pour bac	90 x 990 x 400	-	-	1	8

\* existe également en profondeur 720 mm (réf. 766) ou 1000 mm (réf. 767), consultez-nous.