

G1204E

NF EN ISO  
1182

# Armoire de sécurité pour produits inflammables, toxiques ou nocifs - Comptoir 2 portes - Profondeur 450 mm

## CONFORMITÉ

NF EN ISO 1182

## AVANTAGES

- Fermeture à clef en 2 points
- Conforme à la norme NF EN ISO 1182
- Stockage de produits inflammables et toxiques

### MAIS AUSSI...

- Plaques isolantes non inflammables entre les parois
- Pictogrammes normalisés fournis
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Fermeture à clef en 2 points



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>860074</b>	<b>G1204E</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>manuelle</b>
Conformité		<b>NF EN ISO 1182</b>	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>1500 x 1200 x 800</b>
Construction de l'armoire		<b>acier 12/10e double paroi</b>	Ventilation	<b>Ventilation par conduit intérieur latéral avec ouverture en partie haute et basse Sortie de ventilation en toiture Clapet auto-fermant à fusi</b>
Couleur des portes		<b>blanche RAL 9010</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Nombre de porte(s)		<b>2</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Type de porte(s)		<b>battantes</b>	Code douanier	<b>94032080</b>
Charnières		<b>droite et gauche</b>		

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Bac de rétention en PVC pour série 3 (Réf : BP04)
- Sur-étagère en PVC pour série 3 (Réf : EP04)
- Etagère de rétention pour série 3 (Réf : G04)
- Bac de rétention en acier pour série 3 (Réf : GL04)

	Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
<b>860074</b>	G1204E	1295 x 1000 x 450	1145 x 950 x 400	150		3	75	92.00