



Lampe LED 4,2W

Gamme FEMINA

**ACCFEMINALEDN**



*Lampe d'examen compact et robuste qui offre un éclairage puissant très localisé. Particulièrement adaptée aux examens qui demandent beaucoup de précision, la FEMINALEDN est idéale en gynécologie et pour les examens ORL*

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe LED 4,2W, coloris noir
- Longueur bras flexible 1m
- Intensité lumineuse : 420 Lumens-4500° Kelvin (blanc neutre)
- IRC : 95/100 pour un excellent rendu des couleurs
- Eclairage 90000 Lux à 30cm, diamètre éclairé : 10cm
- Faible consommation : 4,2W
- Longévité des ampoules : 50 000h minimum (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer)
- Tête de lampe diam. 6cm, montée sur rotule d'orientation
- Equipée d'un deuxième interrupteur sur la tête de lampe
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Dispositif médical de Classe I

Lampe idéale  
gynécologie, les sages femmes,  
l'obstétrique et l'andrologie  
à monter directement  
sur le divan  
(fixée sur rail à l'aide d'un étau)



### À SAVOIR



Garantie : 3 ans