

APC221+



INRS



Armoire de sécurité pour acides et bases - Haute 2 portes coulissantes

CONFORMITÉ

Préconisations INRS

AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Stockage de produits corrosifs

MAIS AUSSI...

- Pieds vérins pour mise à niveau
- Armoire compartimentée permettant la séparation des acides et des bases
- Bacs de rétention en polypropylène sur rails coulissants
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Construction en PVC cellulaire : résistance aux agressions des vapeurs et liquides corrosifs
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Spécialement conçue pour le stockage d'acides et de bases



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--|--|
| Référence | APC220 APC221+ | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 2100 x 1200 x 800 |
| Conformité | Préconisations INRS | Ventilation | Orifices de ventilation haut et bas |
| Construction de l'armoire | PVC cellulaire | Diamètre de ventilation (mm) | 100 |
| Couleur des portes | blanche RAL 9010 | Nombre de compartiment(s) | 2 |
| Nombre de porte(s) | 2 | Bac(s) de rétention en PVC | 8 |
| Type de porte(s) | coulissantes | Code douanier | 94037000 |
| Fermeture de(s) porte(s) | manuelle | | |

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-P)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Bac de rétention en polypropylène (Réf : E8A2)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| APC220 APC221+ | 1900 x 1135 x 615 | | 144 | | 0 | 20 | 155.00 |