



*Tabouret*  
**Gamme 120**  
**12002**



## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Commande manuelle sous l'assise
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 6cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied acier 5 branches peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard, empattement diam. 55cm

## DIMENSIONS

- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur variable de 48 à 68cm
- Capacité de charge : 130kg

### Vous aimerez aussi :

Réf. **12012** : Idem 12002 mais sur patins, hauteur variable de 44 à 64cm



### À SAVOIR



Garantie : 2 ans  
(1 an pour la sellerie)

# ACCESSOIRES




**ACC 10 (OPTION INCLUSE)**  
Dossier pour gamme PRISCA, 120, 30 et 40



**ACC 15**  
Repose pieds



**ACCROULETTE-02** 5  
roulettes simple galet  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-04** 5  
roulettes antistatiques  
diam. 50mm

**HH/HB**

Hauteur haute ou hauteur basse



**ACC 14**  
Commande au pied



**ACC 16**  
Pied sur socle chromé  
diam. 38cm  
(Enlève 1cm à la hauteur)



**ACCROULETTE-03**  
5 roulettes double galet sol dur  
diam. 50mm



**ACCROULETTE-05**  
5 roulettes auto-freinées  
en charge ou hors-charge



# GUIDE D'ENTRETIEN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

## GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an