

*Paravent*  
**Gamme 118**  
**118 02**

  
**greiner**  
BIO-ONE



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485


Ref GBO : CA11802

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Paravent 2 panneaux
- Panneaux reliés par des fermetures zip
- Revêtement non-feu classé M1
- Armature en tube acier carré peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 6 roulettes diam. 50mm

## DIMENSIONS

- Largeur panneaux 72x72cm
- Longueur déplié 2m
- Hauteur 1,8m



Totalement déhoussable  
pour une hygiène optimale


### Vous aimerez aussi :

Réf. **118 03** : Idem 118 02 mais  
3 panneaux



### À SAVOIR

- ✓ Garantie : 3 ans  
(1 an pour la sellerie)



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- 3 ans
- Sellerie : 1 an