



Photo non contractuelle - modèle avec patins

Tabouret
Gamme 120
12011CHR



Réf GBO : CA12019CHR

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- Commande manuelle sous l'assise
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 6cm
- Equipé de 5 patins
- Pied chromé 5 branches, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur variable de 48 à 68cm
- Capacité de charge : 130kg



À SAVOIR

- ✓ Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)
- ✓

ACCESSOIRES



ACC 10
Dossier pour gamme
PRISCA, 120, 30 et 40



ACC 14
Commande au pied



ACC 15
Repose pieds



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)




ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freinées
en charge ou hors-charge

HH/HB
Hauteur haute ou hauteur basse

Avec option
ACC 10





GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an