



Lampe halogène 50W

**Gamme 174**

**174 01**

  
**greiner**  
BIO-ONE



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

Ref GBO : CA17401

*Puissante et polyvalente, cette lampe est idéale pour la médecine générale et la petite chirurgie*

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe halogène 50W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 870 Lumens-3000° Kelvin (blanc chaud)
- IRC : 100/100
- Eclairage 40000 Lux à 50cm, diamètre éclairé : 10cm
- Consommation: 50W
- Ampoule dichroïque 12V
- Longévité des ampoules : 5000h minimum
- Tête de lampe diam. 11cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Piètement acier peint époxy, coloris blanc (RAL 9003) en standard
- Sur 5 roulettes pivotantes
- Dispositif médical de Classe I

### OPTION

ISC (interrupteur sans contact)

### Vous aimerez aussi :

Réf. **174 02** : Idem 174 01 mais coloris noir

Réf. **176 01** : Idem 174 01 mais support mural

Réf. **176 02** : Idem 174 01 mais support mural et coloris noir



### À SAVOIR



Garantie : 3 ans