



Lampe LED 3W
Gamme 178
178 01



Référence GBO : CA17801

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe LED 3W (faisceau 25°), coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm (existe en longueur 100cm)
- Intensité lumineuse : 420 Lumens-4500° Kelvin (blanc neutre)
- IRC : 95/100 pour un excellent rendu des couleurs
- Eclairage 7000 Lux à 50cm, diamètre éclairé : 25cm
- Faible consommation : 3W
- Longévité : 50 000h minimum (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer)
- Tête de lampe diam. 6cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Piètement acier peint époxy, coloris blanc (RAL 9003)
- Sur 5 roulettes pivotantes
- Dispositif médical de Classe I

OPTION

ISC (interrupteur sans contact)

Lampe idéale
pour tous types de soins et
d'exams en médecine
générale, les sages-femmes et
soins infirmiers



À SAVOIR



Garantie : 5 ans
(hors ampoule)

Vous aimerez aussi :

Réf. **178 02** : Idem 178 01 mais coloris noir

Réf. **178 03** : Idem 178 01 mais support mural

Réf. **178 04** : Idem 178 01 mais coloris noir et support mural