



*Guéridon*  
**Gamme 243**  
**243 07**

  
**greiner**  
BIO-ONE



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485


Ref GBO : CA24307

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 3 plateaux bois stratifié blanc 60x40cm, avec galeries sur le plateau supérieur seulement
- Structure tube carré acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm

## DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg en statique



### Vous aimerez aussi :

Réf. **243 06** : Idem 243 07 mais sans galerie

Réf. **243 02** : Idem 243 07 mais 2 plateaux

Réf. **243 01** : Idem 243 07 mais 2 plateaux sans galerie

Réf. **243 04** : Idem 243 07 mais 2 plateaux et 40x40cm

Réf. **243 03** : Idem 243 07 mais 2 plateaux sans galerie et 40x40cm

Réf. **243 09** : Idem 243 07 mais 40x40cm

Réf. **243 08** : Idem 243 07 mais sans galerie et 40x40cm




### À SAVOIR



Guéridon livré démonté



Garantie : 2 ans



## GUIDE D'ENTRETIEN

### **ENTRETIEN QUOTIDIEN**

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### **GARANTIE**

- 2 ans