



Photo non contractuelle - modèle avec dossier

Tabouret
Gamme 3030
3030


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485

Ref GBO : CA3030HB10

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Commande manuelle sous l'assise
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied acier peint époxy 5 branches, coloris gris clair (RAL 7035), empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Assise rectangulaire ergonomique 40x32cm
- Hauteur variable de 48 à 68cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **3031** : Idem 3030 mais sur patins, hauteur variable de 44 à 64cm



À SAVOIR



Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 10 (OPTION INCLUDE)
Dossier pour gamme PRISCA,
120, 30 et 40



ACC 14
Commande au pied




ACC 15
Repose pieds



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)




ACCROULETTE-02 5 roulettes
simple galet diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04 5 roulettes
antistatiques diam. 50mm



ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étai

HH/HB

Hauteur haute ou hauteur
basse (OPTION INCLUDE)



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an