



Guéridon
Gamme 3060
3061

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

Ref GB0 : CA3061

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc 60x40cm
- Cadre métallique formant une galerie sur les 4 côtés, hauteur : 1,5cm
- Equipé d'un tiroir
- Structure tube rectangulaire acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm

DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 60cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **3060** : Idem 3061 mais sans tiroir

Réf. **3071** : Idem 3061 mais 40x40cm

Réf. **3070**: Idem 3061 mais sans tiroir et 40x40cm



À SAVOIR



Guéridon livré démonté



Garantie : 2 ans



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans