



Guéridon
Gamme 3070
3071


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485

Ref GBO : CA3071

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc 40x40cm
- Cadre métallique formant une galerie sur les 4 côtés, hauteur : 1,5cm
- Structure tube rectangulaire acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm

DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 40cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **3070** : Idem 3071 mais sans tiroir

Réf. **3061** : Idem 3071 mais 60x40cm

Réf. **3060** : Idem 3060 mais sans tiroir et 60x40cm



À SAVOIR



Guéridon livré démonté



Garantie : 2 ans



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans