



Guéridon
Gamme 4000
4100


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485

Ref GBO : CA4100

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Meuble bois stratifié blanc
- Equipé de 3 tiroirs coulissants et galerie sur 3 côtés
- Pied central 5 branches acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 50mm

DIMENSIONS

- Largeur 40cm
- Longueur 56cm
- Hauteur 80cm
- Poids max supportable : 50kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **4000** : Idem 4100 mais pied oblique




À SAVOIR



Guéridon livré démonté



Garantie : 2 ans



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans