



Tabouret
Gamme 65
6504CHR


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485

Réf GBO : CA6504

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise selle de cheval
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 6cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied chromé 5 branches, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Hauteur variable de 51 à 71cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **6504CHRPATINS** : Idem 6504CHR mais sur patins, hauteur variable de 47 à 67cm



À SAVOIR



Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 13B
Dossier sanglar
pour gamme 65

ACC 17
Inclinable de l'assise avant/arrière
pour gamme 65



ACC 14
Commande au pied



ACC 15
Repose pieds



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freinées
en charge ou hors-charge

HH/HB
Hauteur haute ou hauteur basse



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an