



Fauteuil de prélèvement électrique

Gamme 940

94001T


greiner
BIO-ONE



CE
ISO 9001
ISO 13485


Réf GB0 : CA94001T

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur variable électrique, 3 parties
- Commande : Pédale
- Dossier et jambièrre réglables par vérins à gaz indépendants
- La jambièrre peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie tendue de bonne densité 35kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang inclinées et réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 55cm à 90cm
- Capacité de charge : 130kg en dynamique



À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**



À SAVOIR



Garantie : 2 ans
(1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 537 (OPTION INCLUSE)
Jeu d'étaux diam. 14mm
pour gouttières et étriers
pour toutes gammes sauf LUVIA

ACC 516

Option commande simultanée
Dossier/jambière



ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau



ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique
transparent, l'unité



ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique pour
jambière



ACC 54005
Tête 1/2 Lune largeur 55cm
revêtement non feu M1

ACC 910-PLAT04

Plateau plastique
support 350x270 avec étau



ACC 113U-105
Jeu de poignées de maintien
latérales, avec étaux pour
adapter une paire d'étriers
prêt à fixer sur fauteuil



ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam.
16mm, 2 crochets plastiques,
sans étau



ACC 993
Support roulettes escamotables
diam. 50mm



ACC TETERGO
Tête ergonomique amovible

ACC 91025

Jambière électrique



ACC 535

Jeu d'étaux double diam. 14mm
et 16mm pour gouttière + tige
porte-sérum



ACC 105 (OPTION INCLUSE)

Jeu d'étriers inox standard diam.
14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-ASSISE

Protection plastique assise



ACC 517-512

Protection plastique pour dossier



ACC 910-PLAT02

Plateau inox support 340x340
avec étau



ACC 113U

Jeu de poignées de maintien
latérales, sans étau prêt à fixer
sur fauteuil



ACC 125 (OPTION INCLUSE)

Porte rouleau
adaptable tous modèles



ACC 32014

Tige porte-sérum inox diam.
16mm, 2 crochets inox,
sans étau



ACC 9505

Jeu de 4 roulettes diam. 50mm
avec frein



ACC 110

Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étau, l'unité

ACC 91024

Dossier électrique



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an