



Tabouret
Gamme PRISCA
PRISCA/ONE



DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz noire
- Commande manuelle sous l'assise
- Assise ronde diam. 35cm, sellerie non feu classée M2, épaisseur 6cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur variable de 50 à 70cm
- Capacité de charge : 130kg



À SAVOIR

- ✓ Livré démonté
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

Vous aimerez aussi :

Réf. **PRISA/TWO** : Idem PRISCA/ONE mais épaisseur de sellerie 8cm et couture apparente, hauteur variable de 53 à 73cm

ACCESSOIRES



ACC 10
Dossier pour gamme
PRISCA, 120, 30 et 40



ACC 14
Commande au pied



ACC 15
Repose pieds




ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freînées
en charge ou hors-charge

HH/HB

Hauteur haute ou hauteur basse



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an