



Divan d'examen hauteur fixe
Gamme ECOMAX
ECOMAX


greiner
BIO-ONE




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen à hauteur fixe, 2 parties
- Réglage de la tête par 2 crémaillères indexables
- Sellerie tendue plate de bonne densité 24kg/cm², non-feu classée M2, épaisseur 6cm
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen : possibilité de le fixer côté pied ou côté tête
- Piètement acier peint époxy, coloris argent

DIMENSIONS

- Largeur 60cm
- Hauteur 80cm
- Capacité de charge : 150kg



Vous aimerez aussi :

Réf. **ECOMAX700** : Idem ECOMAX mais largeur 70cm




À SAVOIR

- ✓ Livré démonté (plus value montage)
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 538
Jeu d'étaux diam. 14mm
pour ECOMAX largeur 60cm



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau



ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité



ACC 538D16
Jeu d'étaux diam. 16mm
pour tige porte-sérum



ACC 32012
Tige porte-sérum diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau



ACC URGENCE03-60
Paire de barrières de lit
escamotables largeur 60cm



ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein
diam. 125mm




ACC 832
Trou visage avec bouchon



ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent
universelle



ACC TETERGO
Tête ergonomique amovible



ACC 54001
Tête 1/2 Lune largeur 60cm
revêtement non feu M1



ACC 110
Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
Sans étau, l'unité



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an