

FICHE TECHNIQUE BIOCOMPACT 10 L

Intuitif, ergonomique et fonctionnel

Gamme disponible du 1.8 L et 10 L



Fermeture provisoire rotative
Fermeture définitive hautement
sécurisée, 35% plus sûre
Autoclavable à 121°C pendant 20 min
Quadruple système d'extraction d'aiguille

Limite de remplissage gravée sur l'emballage

Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets

Ne jamais dépasser la limite de remplissage

Conforme à la norme NFX 30-511 – UN3291 – ISO 23907-1 :2019

Poids unitaire	490 gr
Dimension boîte	215 x 215 x 305 mm
Contenance	8.8 L
Capacité Utile	10 L
Conditionnement	Carton de 20 Unités
Dimension carton	950 x 250 x 470 mm
Palette	20 Cartons / 500 Unités / 100 X 120 X 240 cm
Poids palette	205 kg
Matière	PP copolymère vierge