

FICHE TECHNIQUE BIOCOMPACT 1.8L

Intuitif, ergonomique et fonctionnel

Gamme disponible du 1.8 L et 10 L



Fermeture provisoire rotative
Fermeture définitive hautement
sécurisée, 35% plus sûre
Autoclavable à 121°C pendant 20 min
Quadruple système d'extraction d'aiguille

Limite de remplissage gravée sur l'emballage

Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets

Ne jamais dépasser la limite de remplissage

Conforme à la norme NFX 30-511 – UN3291 – ISO 23907-1 :2019

Poids unitaire	235 gr
Dimension boîte	160 x 160 x 160 mm
Contenance	2 L
Capacité Utile	1.8 L
Conditionnement	Carton de 30 Unités
Dimension carton	364 x 365 x 540 mm
Palette	36 Cartons / 1080 Unités / 100 X 120 X 180 cm
Poids palette	290 kg
Matière	PP copolymère vierge

En option :

Support ventouse

