

FICHE TECHNIQUE MINICOMPACT 0.6L

Intuitif, compact et innovant

Gamme disponible du 0.6L et 1L



Haute résistance aux chocs
Fermeture provisoire et définitive
Autoclavable à 121°C pendant 20 min
Quadruple système d'extraction d'aiguille

Limite de remplissage gravée sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
Ne jamais dépasser la limite de remplissage
Conforme à la norme NFX 30-511 – UN3291 – ISO 23907-1 :2019

Poids unitaire	92 gr
Dimension boîte	75x75x122 mm
Contenance	0.6L
Capacité Utile	0.542 L
Conditionnement	Carton de 150 Unités
Dimension carton	380 x 380 x 640 mm
Palette	18 Cartons / 2700 Unités / 80 X 120 X 182 cm
Poids palette	252 kg
Matière	PP copolymère vierge