

making a difference

greiner bio-one
PROmotion

greiner
BIO-ONE

組み合わせ自由!

グライナープロダクトの 新年度応援キャンペーン

2024年4月8日～2024年8月30日

細胞培養製品

P.2

細胞培養インサート



P.3

ローラーボトル



P.3

ガラスボトムシャーレ



P.3

1ウェルプレート



チューブ

P.4

2 mlチューブ



P.5

スクリュートップバイアル



P.5


5 mlチューブ



ディスポピペット

P.6

滅菌ピペット



ろ過製品

P.4

イージーストレイナー



P.6

ボトルトップフィルター



微生物培養関連製品

P.7

滅菌シャーレ



P.7

2ポジション
キャップチューブ



P.7

コンラージ棒



P.7

白金耳・白金線



キャンペーンコード

J0402

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。



ThinCert™ 細胞培養インサート

- 透明ポリスチレン製の本体
- 吊り下げ型の構造
- PETキャピラリーポアメンブレン
- プリスターパックに個別包装
- 細胞接着性を高める物理表面処理
- セルフリフト構造による簡便なピペッティング
- ピペッティング時のアクセス性の良さと効率の良いガス交換

メンブレン規格毎の代表的なアプリケーション

- ・ポア径が小さいもの (0.4 μ m、1 μ m) 共培養・物質輸送・分泌と拡散
- ・ポア径が大きいもの (3 μ m、8 μ m) 細胞移動と浸潤
- ・透明 (ポア密度：低) 光学顕微鏡・電子顕微鏡
- ・半透明 (ポア密度：高) 電子顕微鏡・TEER・物質輸送

44~47%OFF

6ウェルプレート用

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
657641	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8
657640	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 半透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8
657610	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径1.0 μ m 透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8
657630	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8
657631	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 半透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8
657638	ThinCert 6ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径8.0 μ m 半透明	452.4mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	24	¥18,480	¥10,100	¥420.8

12ウェルプレート用

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
665641	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3
665640	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 半透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3
665610	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径1.0 μ m 透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3
665630	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3
665631	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 半透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3
665638	ThinCert 12ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径8.0 μ m 半透明	113.1mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥19,600	¥408.3

24ウェルプレート用

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
662641	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3
662640	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径0.4 μ m 半透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3
662610	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径1.0 μ m 透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3
662630	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3
662631	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径3.0 μ m 半透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3
662638	ThinCert 24ウェル用 細胞培養インサート TC ポア径8.0 μ m 半透明	33.6mm ²	PS (本体) / PET (メンブレン)	○	個別包装	48	¥36,960	¥20,700	¥431.3

ローラーボトル



- PS製
- 安定した高い透明性
- ボトルサイズ 122×500 mm、培養面積1700cm²
- ブロー成形により液漏れの原因となりうる継ぎ目を排除
- エンドトキシンプリー（許容誤差：0.03 EU/ml）
- 目盛付き：150 ml～2000 ml
- ロット番号と使用期限を記載PSローラーボトルのトレーサビリティを保証
- USP class VI
- 高品質なスクリュューキャップによる高い密閉性と低いコンタミネーションリスク
- ねじの巻き数が少なく開けやすいスクリュューキャップ

47%OFF

製品番号	製品名	培養面積	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
682660	CELLMASTERTM 1XL ローラーボトル TC Tall スタンダードキャップ 個別包装 12入	1700cm ²	PS (本体) / HDPE (フタ)	○	個別 包装	12	¥34,980	¥18,530	¥1,544.2

ガラスボトム細胞培養シャーレ




- 35 mmフォーマットシャーレ
- 区画なしシャーレ
- 表面処理は無処理 / TC 処理 / Advanced TC™の3種類

39~40%OFF

製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
627861	CELLview™ ガラスボトムシャーレ 無処理	35x15mm/ 8.7 cm ²	PS (本体) / ガラス (底面)	○	10×4袋	40	¥30,560	¥18,330	¥458.3
627860	CELLview™ ガラスボトムシャーレ TC	35x15mm/ 8.7 cm ²	PS (本体) / ガラス (底面)	○	10×4袋	40	¥30,560	¥18,640	¥466.0
627965	CELLview™ ガラスボトムシャーレ AdvancedTC	35x15mm/ 8.7 cm ²	PS (本体) / ガラス (底面)	○	10×4袋	40	¥48,560	¥29,620	¥740.5

1ウェルプレート



- ANSI 規格準拠の無分画プレート
- 培養面積95cm²

47~48%OFF

製品番号	製品名	容量/培養面積	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
670180	CELLSTAR OneWell Plate TC フタ付 クリア	113.7ml / 95.0cm ²	PS	○	8×4袋	32	¥22,880	¥12,120	¥378.8
670190	CELLSTAR OneWell Plate SC フタ付 クリア	113.7ml	PS	○	8×4袋	32	¥17,920	¥9,310	¥290.9



EASYstrainer™ (イージーストレイナー)

- 懸濁液のフィルトレーションに使用
例. プライマリー細胞、幹細胞、FACSの前処理など
- メッシュサイズごとに異なる色
- DNase / RNase / humanDNA / エンドトキシン / パイロジェンフリー
- 無菌操作を容易にするプラスチック製のカバーとハンドル



45%OFF

製品番号	製品名	メッシュサイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
542040	EASYstrainer 50ml遠心管用 メッシュサイズ40μm グリーン プリスター包装	40μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥16,660	¥9,160	¥183.2
542070	EASYstrainer 50ml遠心管用 メッシュサイズ70μm ブルー プリスター包装	70μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥16,660	¥9,160	¥183.2
542000	EASYstrainer 50ml遠心管用 メッシュサイズ100μm イエロー プリスター包装	100μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥16,660	¥9,160	¥183.2



EASYstrainer™ small

- 1.5~15 mlチューブに対応
- 製品の組み合わせにより、one-step のフィルトレーション可能
- 空気穴による迅速なる過とオーバーフローの防止
- 製品の取り扱いを容易にするプリスター包装



40%OFF

製品番号	製品名	メッシュサイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
542120	EASYstrainer Small メッシュサイズ20μm レッド プリスター包装	20μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,380	¥9,100	¥182.0
542140	EASYstrainer Small メッシュサイズ40μm グリーン プリスター包装	40μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,380	¥9,100	¥182.0
542170	EASYstrainer Small メッシュサイズ70μm ブルー プリスター包装	70μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,380	¥9,100	¥182.0
542100	EASYstrainer Small メッシュサイズ100μm イエロー プリスター包装	100μm	PP (本体) / PET (メッシュ)	○	個別包装	50	¥15,380	¥9,100	¥182.0



マイクロチューブ

- 容量は2ml
- 高い耐熱・耐薬品性
- 耐温度域：-80 ~ +121℃
- シールの貼り付けが容易なフラットトップ

50%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
623201	リアクションチューブ V底 2.0ml ナチュラル (マイクロスピッツ)	2.0ml	PP	×	500x8袋	4000	¥33,120	¥16,550	¥4.1

リアクションチューブ 5ml



- DNase/RNaseフリー
- ヒトDNA フリー
- パイロジェンフリー
- 耐性温度：-80℃～121℃
- 耐遠心強度：25,000 RCF

*固定アングルローター使用時の耐遠心強度です。

52~53%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
725201	リアクションチューブ (未栓) コニカル底 専用青スクリーキャップ付 目盛付き 5ml ナチュラル 未滅菌	5.0ml	PP	×	100本/包×5包	500	¥21,840	¥10,260	¥20.5
725261	リアクションチューブ コニカル底 青スクリーキャップ 目盛付き 5ml ナチュラル 滅菌	5.0ml	PP	○	50本/ラック	500	¥29,050	¥13,940	¥27.9

スクリートップバイアル/専用フタ



716201 717201 722201



- 高い耐熱・耐薬品性
- 専用フタは高品質ポリプロピレン製 (O-リングは熱可塑性合成ゴム製)

製品番号	耐遠心強度 max. RCF [g]
716201 / 717201	20,000
722201	20,000

パイロジェンフリーはバイアル本体のみ。

44~45%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
716201	スクリートップバイアル V底 本体のみ 1.5ml 3663xx用	1.5ml	PP	×	500本×1袋	500	¥6,200	¥3,410	¥6.8
717201	スクリートップバイアル V底 自立型 本体のみ 1.5ml 3663xx用	1.5ml	PP	×	500本×1袋	500	¥6,200	¥3,410	¥6.8
722201	スクリートップバイアル V底 自立型 本体のみ 2.0ml 3663xx用	2.0ml	PP	×	500本×1袋	500	¥6,200	¥3,410	¥6.8
366380	スクリートップバイアル用 キャップ O-リング付 ナチュラル		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,300	¥5,120	¥10.2
366383	スクリートップバイアル用 キャップ O-リング付 レッド		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,300	¥5,120	¥10.2
366384	スクリートップバイアル用 キャップ O-リング付 ブルー		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,300	¥5,120	¥10.2
366385	スクリートップバイアル用 キャップ O-リング付 グリーン		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,300	¥5,120	¥10.2
366386	スクリートップバイアル用 キャップ O-リング付 イエロー		PP (フタ) / 合成ゴム (O-リング)	×	500本×1袋	500	¥9,300	¥5,120	¥10.2



CELLSTAR®滅菌ピペット

- すべて滅菌済み。無菌性保証水準：SAL 10⁻³
- 高品質ポリスチレン素材による高い透明性
- 高コントラストで読みやすい目盛
- 目盛と反対側壁面のカラーバーにより液面の視認性を向上（5/10/25mlピペット）
- 最小包装単位ごとにLOT番号と有効期限を記載

65%OFF

オールプラスチック包装

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
604160	CELLSTAR ピペット プラスチック-プラスチック包装 一体成型 1ml 滅菌	1ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	1000	¥68,240	¥23,880	¥23.9
710160	CELLSTAR ピペット プラスチック-プラスチック包装 一体成型 2ml 滅菌	2ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	1000	¥81,920	¥28,670	¥28.7
606160	CELLSTAR ピペット プラスチック-プラスチック包装 一体成型 5ml 滅菌	5ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	200	¥22,040	¥7,710	¥38.6
607160	CELLSTAR ピペット プラスチック-プラスチック包装 一体成型 10ml 滅菌	10ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	200	¥24,700	¥8,640	¥43.2
760160	CELLSTAR ピペット プラスチック-プラスチック包装 25ml 滅菌	25ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	200	¥35,600	¥12,460	¥62.3
768160	CELLSTAR ピペット プラスチック-プラスチック包装 50ml 滅菌	50ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	100	¥43,760	¥15,310	¥153.1

ペーパー/プラスチック包装

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
604181	CELLSTAR ピペット 紙-プラスチック包装 一体成型 1ml 滅菌	1ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	1000	¥68,240	¥23,880	¥23.9
710180	CELLSTAR ピペット 紙-プラスチック包装 一体成型 2ml 滅菌	2ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	1000	¥81,920	¥28,670	¥28.7
606180	CELLSTAR ピペット 紙-プラスチック包装 一体成型 5ml 滅菌	5ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	200	¥22,040	¥7,710	¥38.6
607180	CELLSTAR ピペット 紙-プラスチック包装 10ml 滅菌	10ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	200	¥24,700	¥8,640	¥43.2
760180	CELLSTAR ピペット 紙-プラスチック包装 25ml 滅菌	25ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	200	¥35,600	¥12,460	¥62.3
768180	CELLSTAR ピペット 紙-プラスチック包装 50ml 滅菌	50ml	PS/ ポリエステル (綿栓)	○	個別包装	100	¥43,760	¥15,310	¥153.1




ボトルトップフィルターリザーバーボトル

- 短時間で濾過滅菌の処理が完了
- タンパク質吸着が少ないポリエーテルサルフォン (PES) メンブレン
- 0.22 μmポアサイズ
- 150ml, 250ml, 500ml, 1,000mlの4種類
- 注ぎやすい広口 (口径45mm)
- 有効期限：3年間
- 滅菌保証レベル (SAL10⁻⁶)：電子線滅菌
- 動物由来成分 (TSE/BSE) フリー、細胞障害性フリー、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー

49~52%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
J951150	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22μm 150 ml 滅菌	150 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥20,670	¥9,920	¥826.7
J951250	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22μm 250 ml 滅菌	250 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥23,010	¥11,270	¥939.2
J951500	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22μm 500 ml 滅菌	500 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥25,140	¥12,570	¥1,047.5
J951000	ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22μm 1000 ml 滅菌	1000 ml	PES (ポリエーテルサルフォン)	○	個別包装	12	¥36,900	¥18,800	¥1,566.7



滅菌シャーレ

■ 菌類、バクテリア、その他の微生物の培養に最適

52%OFF


製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
633181	94×16mm 滅菌シャーレ	94×16 mm	PS	○	20×24袋	480	¥13,800	¥6,620	¥13.8



2ポジションキャップチューブ

Free of detectable DNase, RNase, human DNA non-pyrogenic

■ 大腸菌などの細菌の培養に使用




ベントキャップの2つのポジション

1. キャップをかぶせて使用します。チューブ内部の均質なガス交換が可能です。
2. キャップを深く押し込んで使用します。チューブは気密状態になります。

54~60%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	ケース価格 (税抜)	ケース価格 (税抜)
115262	2ポジションキャップチューブ 5ml	5ml	PP (チューブ) / LDPE (フタ)	○	25×80袋	2000	¥128,000	¥51,200	¥25.6
187261	2ポジションキャップチューブ 14ml 個別包装	14ml	PP (チューブ) / LDPE (フタ)	○	個別包装	800	¥83,200	¥38,280	¥47.9
187262	2ポジションキャップチューブ 14ml 25x40袋	14ml	PP (チューブ) / LDPE (フタ)	○	25×40袋	1000	¥94,000	¥41,360	¥41.4



ディスポーザブル白金耳・白金線

- 菌の画線培養や液体培地への植菌に使用
- 画線培養後のシングルコロニーの植菌に使用
- ディスポーザブルのため衛生的

コンラージ棒

- 寒天培地に菌の懸濁液を塗り広げるのに使用
- ディスポーザブルのため衛生的



50~58%OFF

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
730190	コンラージ棒 滅菌		PS	○	20x25袋	500	¥13,150	¥6,310	¥12.6
731161	ディスポーザブル白金耳 1µl 滅菌 個別包装	1µl	PS	○	個別包装	600	¥23,040	¥11,300	¥18.8
731165	ディスポーザブル白金耳 1µl 滅菌 10x300袋	1µl	PS	○	10x300袋	3000	¥104,640	¥47,080	¥15.7
731171	ディスポーザブル白金耳 10µl 滅菌 個別包装	10µl	PS	○	個別包装	600	¥23,040	¥11,520	¥19.2
731175	ディスポーザブル白金耳 10µl 滅菌 10x300袋	10µl	PS	○	10x300袋	3000	¥104,640	¥47,080	¥15.7
731181	ディスポーザブル白金線 滅菌 個別包装		PS	○	個別包装	600	¥23,040	¥11,060	¥18.4
731185	ディスポーザブル白金線 滅菌 10x300袋		PS	○	10x300袋	3000	¥104,640	¥44,000	¥14.7

新年度応援キャンペーン J0402 専用注文書

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年4月8日～2024年8月30日

製品番号	キャンペーン 価格(税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン 価格(税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン 価格(税抜)	ご発注数	製品番号	キャンペーン 価格(税抜)	ご発注数
657641	¥10,100		682660	¥18,530		722201	¥3,410		J951150	¥9,920	
657640	¥10,100		627861	¥18,330		366380	¥5,120		J951250	¥11,270	
657610	¥10,100		627860	¥18,640		366383	¥5,120		J951500	¥12,570	
657630	¥10,100		627965	¥29,620		366384	¥5,120		J951000	¥18,800	
657631	¥10,100		670180	¥12,120		366385	¥5,120		633181	¥6,620	
657638	¥10,100		670190	¥9,310		366386	¥5,120		115262	¥51,200	
665641	¥19,600		542040	¥9,160		604160	¥23,880		187261	¥38,280	
665640	¥19,600		542070	¥9,160		710160	¥28,670		187262	¥41,360	
665610	¥19,600		542000	¥9,160		606160	¥7,710		730190	¥6,310	
665630	¥19,600		542120	¥9,100		607160	¥8,640		731161	¥11,300	
665631	¥19,600		542140	¥9,100		760160	¥12,460		731165	¥47,080	
665638	¥19,600		542170	¥9,100		768160	¥15,310		731171	¥11,520	
662641	¥20,700		542100	¥9,100		604181	¥23,880		731175	¥47,080	
662640	¥20,700		623201	¥16,550		710180	¥28,670		731181	¥11,060	
662610	¥20,700		725201	¥10,260		606180	¥7,710		731185	¥44,000	
662630	¥20,700		725261	¥13,940		607180	¥8,640				
662631	¥20,700		716201	¥3,410		760180	¥12,460				
662638	¥20,700		717201	¥3,410		768180	¥15,310				

2ケース以上の購入で
表示金額適用となります。
組み合わせは自由となります。

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2024年4月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。