

# PROmotion

チップ・マイクロピペット・  
ニトリルグローブ・PCR 8連チューブ

## Freshmen 応援 キャンペーン

期間：2024年4月8日～2024年8月30日（金）

### New サファイアチップ

#### スタンダードタイプ

- ・リロードタイプ（詰替えタイプ）（未滅菌/滅菌）
- ・ラック包装タイプ（未滅菌/滅菌/フィルター付き・滅菌）

value!  
お買い得



### サファイアピペット

#### シングルチャネル

2  $\mu$ l, 10  $\mu$ l, 20  $\mu$ l, 100  $\mu$ l, 200  $\mu$ l, 1000  $\mu$ l, 5ml, 10ml



### ニトリルグローブ



イチ  
押し!

### PCR 8連チューブ




キャンペーンコード

**J0403**

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

## チップの原寸大サイズと適合表について



### 弊社サファイアピペット (マイクロピペット) 適合表

		Sapphire PIPETTE TIPS (STANDARD / LOW RETENTION)							
PIPETTE MODELS	Volume [µl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
	Volume range [µl]	0.2-10	0.5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
	Tip version	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Filter tip	Filter tip	Tip/Filter tip	Tip/Filter tip	Tip	Tip/Filter tip
	Article no.	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX
<b>GREINER BIO-ONE</b>									
<b>Single-channel pipettes</b>									
Sapphire	0.2-2 µl	●	●						
	1-10 µl	●	●						
	1-20 µl			●		●			
	10-100 µl			■	●	T●/F-			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
	500-5000 µl								
	1000-10000 µl								
<b>Multi-channel pipettes</b>									
Sapphire	8/12 CH 0.5-10 µl	●	●						
	8/12 CH 2-20 µl			●		T●/F-			
	8/12 CH 20-200 µl			■	■	●	●		
	8/12 CH 20-300 µl			■	■	■	●		

弊社のチップは他社のマイクロピペットにもご使用頂けます。  
各社のマイクロピペットの適合表は総合カタログ 142 ~ 145ページをご参考ください。


総合カタログはこちらのQRコードからでもご覧いただけます。

[https://www.gbo.com/fileadmin/media/Japan/01\\_Downloads\\_BioScience/SALES\\_Product\\_Catalogues/GBOJP-202204001\\_BS\\_Product\\_Catalogue\\_202204.pdf](https://www.gbo.com/fileadmin/media/Japan/01_Downloads_BioScience/SALES_Product_Catalogues/GBOJP-202204001_BS_Product_Catalogue_202204.pdf)



## リロードタイプ (詰め替え式)

- 環境に配慮した紙包装タイプ
- スタンダードタイプをご用意
- 未滅菌と滅菌タイプの両方をご用意
- インサート(天板)に容量、シリアル番号、ロット番号を印字
- 10 $\mu$ lの専用ラックはロングタイプと兼用  
1000 $\mu$ lの専用ラックは1250 $\mu$ lと兼用



### スタンダードタイプ (未滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
771354	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル 10 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	10 $\mu$ l	PP	×	96本×10段	960	¥7,200	¥4,500	¥4.7
772354	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル ロングタイプ 10 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	10 $\mu$ l	PP	×	96本×10段	960	¥8,160	¥4,750	¥4.9
775354	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル 200 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	200 $\mu$ l	PP	×	96本×10段	960	¥7,680	¥4,800	¥5.0
776354	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル 300 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	300 $\mu$ l	PP	×	96本×10段	960	¥7,680	¥4,300	¥4.5
777354	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル 1000 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	1000 $\mu$ l	PP	×	96本×10段	960	¥9,120	¥5,500	¥5.7
778354	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル 1250 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	1250 $\mu$ l	PP	×	96本×10段	960	¥10,560	¥6,700	¥7.0



### スタンダードタイプ (滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
771355	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル 10 $\mu$ l ナチュラル 滅菌	10 $\mu$ l	PP	○	96本×10段	960	¥8,160	¥5,300	¥5.5
772355	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル ロングタイプ 10 $\mu$ l ナチュラル 滅菌	10 $\mu$ l	PP	○	96本×10段	960	¥8,640	¥5,400	¥5.6
775355	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル 200 $\mu$ l ナチュラル 滅菌	200 $\mu$ l	PP	○	96本×10段	960	¥8,640	¥5,500	¥5.7
776355	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル 300 $\mu$ l ナチュラル 滅菌	300 $\mu$ l	PP	○	96本×10段	960	¥8,640	¥5,500	¥5.7
777355	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル 1000 $\mu$ l ナチュラル 滅菌	1000 $\mu$ l	PP	○	96本×10段	960	¥10,080	¥6,600	¥6.9
778355	NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル 1250 $\mu$ l ナチュラル 滅菌	1250 $\mu$ l	PP	○	96本×10段	960	¥11,040	¥7,000	¥7.3

## 専用ラック (チップなし)

- 専用ラックは容量ごとに色分け
- 50回以上のオートクレーブ可能
- 10 $\mu$ lの専用ラックはロングタイプと兼用  
1000 $\mu$ lの専用ラックは1250 $\mu$ lと兼用
- 専用ラックはバルクタイプとリロードタイプの  
両方で使用



製品番号	製品名	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
770310	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 10 $\mu$ l / 10 $\mu$ l (ロングタイプ) レッド (インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0
770320	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 200 $\mu$ l イエロー (インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0
770330	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 300 $\mu$ l グリーン (インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0
770340	NewSapphireチップ用 96本立 チップラック 1000 $\mu$ l / 1250 $\mu$ l ブルー (インサート)	PP	×	10台	10	¥5,420	¥3,020	¥302.0

## ラック包装タイプ

- フィルターなしタイプとフィルターありタイプをご用意
- ユニバーサルタイプのため、他社のマイクロピペットでも使用可能
- 滅菌品は無菌性保証水準 10<sup>-6</sup> (SAL 10<sup>-6</sup>)
- リロードタイプと同じくインサート (天板) に容量、シリアル番号、ロット番号を印字
- フィルターは疎水性のポリエチレンフィルター
- ISO 9001, ISO 8655-6, ISO 10993-5, ISO 11137に準拠して製造



ISO 9001  
Quality man.  
systems  
- Requirements

ISO 8655-6  
Piston-operated  
volumetric  
apparatus

ISO 10993-5  
Biomedical  
evaluation of  
medical devices

ISO 11137  
Sterilisation  
of healthcare  
products



少ない力でピペットの先端にはまるソフトフィットタイプ

これまでよりも製造に使うプラスチック量を減らしたデザイン

医療グレードのポリプロピレンで製造

素早く容量が確認できるリード線つき

スリムでシャープな形状のためマイクロピペット内へのコンタミネーションのリスクを低減

value!  
お買い得



### スタンダードタイプ (未滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
771351	NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 96本立ラック包装 10 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	10 $\mu$ l	PP	×	96×10ラック	960	¥9,600	¥5,000	¥5.2
772351	NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	10 $\mu$ l	PP	×	96×10ラック	960	¥10,080	¥5,500	¥5.7
775351	NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 96本立ラック包装 200 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	200 $\mu$ l	PP	×	96×10ラック	960	¥8,640	¥4,800	¥5.0
776351	NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 96本立ラック包装 300 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	300 $\mu$ l	PP	×	96×10ラック	960	¥9,600	¥5,500	¥5.7
777351	NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 96本立ラック包装 1000 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	1000 $\mu$ l	PP	×	96×10ラック	960	¥10,560	¥6,000	¥6.3
778351	NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 96本立ラック包装 1250 $\mu$ l ナチュラル 未滅菌	1250 $\mu$ l	PP	×	96×10ラック	960	¥11,520	¥6,500	¥6.8



### スタンダードタイプ (滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
771352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥10,080	¥6,500	¥6.8
772352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥11,040	¥7,000	¥7.3
775352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 200μl ナチュラル 滅菌	200μl	PP	○	96×10ラック	960	¥9,120	¥6,000	¥6.3
776352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 300μl ナチュラル 滅菌	300μl	PP	○	96×10ラック	960	¥10,080	¥6,700	¥7.0
777352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 1000μl ナチュラル 滅菌	1000μl	PP	○	96×10ラック	960	¥11,040	¥7,300	¥7.6
778352	NewSapphire ピペットチップユニバーサル 96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 滅菌	1250μl	PP	○	96×10ラック	960	¥12,480	¥8,500	¥8.9



### スタンダードタイプ (フィルター付き・滅菌)

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	ケース価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
771353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.3
772353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌	10μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.3
773353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 20μl ナチュラル 滅菌	20μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.3
774353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 100μl ナチュラル 滅菌	100μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥10,800	¥11.3
775353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 200μl ナチュラル 滅菌	200μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥11,520	¥12.0
776353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 300μl ナチュラル 滅菌	300μl	PP	○	96×10ラック	960	¥16,800	¥11,520	¥12.0
778353	NewSapphire フィルターチップユニバーサル 96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 滅菌	1250μl	PP	○	96×10ラック	960	¥21,600	¥13,440	¥14.0

# Sapphire Pipettor シングルチャンネル

3年保証

シールガイドOリングセット及びチップホルダーを除く

## 超軽量・フルオートクレーブ対応

- エルゴデザインフックそして軽量・UV耐性ボディ
- 見やすいカウンター設計
- 確実なクリック容量設定
- 取り外し可能なチップイジェクター
- ユニバーサルシャフト
- イジェクターポジションの設定可能
- 押しやすいラージサイズプッシュボタン
- シリアル管理
- デュアルポジションイジェクター (2 $\mu$ l / 10 $\mu$ l機種用)



見やすいカウンター設計




3種類のイジェクター

ポジション設定可能、右利き、左利きどちらの方にも対応

## アプリケーション

PCR, DNA sequencing molecular biology, immunology



2 $\mu$ l/10 $\mu$ l機種用

デュアルポジションイジェクター  
ショートチップ、ロングチップ用



ラボ作業管理に便利

## チップイジェクター

クリック式取り外し機構で、チップイジェクターが落ちてくる事もなく、ピペッター下部の分解が容易になっています。ステンレス腐食が気になるお客様へプラスチックイジェクターをご用意しております。別途お問い合わせください。



カラークリップ  
ミックス(10入り)



製品番号	製品名/規格	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	容量範囲( $\mu$ L)	容量( $\mu$ L)	Systematic error		Random error		プッシュボタン
						( $\mu$ L)	(%)	( $\mu$ L)	(%)	
89000002	Sapphire Pipette 0.2-2 $\mu$ L	¥38,000	¥28,000	0.2-2	0.2	$\pm 0.026$	$\pm 13.2\%$	$\leq 0.013$	$\leq 6.6\%$	●
					1	$\pm 0.030$	$\pm 3.00\%$	$\leq 0.014$	$\leq 1.40\%$	
					2	$\pm 0.033$	$\pm 1.65\%$	$\leq 0.015$	$\leq 0.77\%$	
89000010	Sapphire Pipette 1.0-10 $\mu$ L	¥38,000	¥28,000	1-10	1	$\pm 0.035$	$\pm 3.5\%$	$\leq 0.013$	$\leq 1.3\%$	●
					5	$\pm 0.083$	$\pm 1.66\%$	$\leq 0.033$	$\leq 0.66\%$	
					10	$\pm 0.110$	$\pm 1.1\%$	$\leq 0.044$	$\leq 0.44\%$	
89000020	Sapphire Pipette 2-20 $\mu$ L	¥36,800	¥27,200	2-20	2	$\pm 0.11$	$\pm 5.5\%$	$\leq 0.033$	$\leq 1.65\%$	●
					10	$\pm 0.12$	$\pm 1.20\%$	$\leq 0.055$	$\leq 0.55\%$	
					20	$\pm 0.20$	$\pm 1.0\%$	$\leq 0.066$	$\leq 0.33\%$	
89000100	Sapphire Pipette 10-100 $\mu$ L	¥36,800	¥27,200	10-100	10	$\pm 0.39$	$\pm 3.9\%$	$\leq 0.11$	$\leq 1.1\%$	●
					50	$\pm 0.44$	$\pm 0.88\%$	$\leq 0.13$	$\leq 0.26\%$	
					100	$\pm 0.80$	$\pm 0.8\%$	$\leq 0.17$	$\leq 0.17\%$	
89000200	Sapphire Pipette 20-200 $\mu$ L	¥36,800	¥27,200	20-200	20	$\pm 0.55$	$\pm 2.75\%$	$\leq 0.22$	$\leq 1.1\%$	●
					100	$\pm 0.88$	$\pm 0.88\%$	$\leq 0.28$	$\leq 0.28\%$	
					200	$\pm 1.60$	$\pm 0.8\%$	$\leq 0.33$	$\leq 0.17\%$	
89001000	Sapphire Pipette 100-1000 $\mu$ L	¥36,800	¥27,200	100-1000	100	$\pm 3.3$	$\pm 3.3\%$	$\leq 0.7$	$\leq 0.66\%$	●
					500	$\pm 4.4$	$\pm 0.88\%$	$\leq 1.1$	$\leq 0.22\%$	
					1000	$\pm 8.0$	$\pm 0.8\%$	$\leq 1.7$	$\leq 0.17\%$	
89000500	Sapphire Pipette 500-5000 $\mu$ L	¥40,500	¥30,000	500-5000	500	$\pm 13$	$\pm 2.64\%$	$\leq 3.3$	$\leq 0.66\%$	●
					2500	$\pm 17$	$\pm 0.68\%$	$\leq 5.5$	$\leq 0.22\%$	
					5000	$\pm 33$	$\pm 0.66\%$	$\leq 8.8$	$\leq 0.18\%$	
89010000	Sapphire Pipette 1000-10000 $\mu$ L	¥40,500	¥31,100	1000-10000	1000	$\pm 33$	$\pm 3.3\%$	$\leq 6.6$	$\leq 0.66\%$	●
					5000	$\pm 44$	$\pm 0.88\%$	$\leq 11.0$	$\leq 0.22\%$	
					10000	$\pm 60$	$\pm 0.6\%$	$\leq 17.6$	$\leq 0.18\%$	

※ 超微量タイプの機種、容量0.2 $\mu$ l以下の精度・再現性は、サンプリング技術と作業環境に大きく影響致します。

# Sapphire ニトリルグローブ

- アレルギーの少ないニトリル製グローブ
- パウダーフリー
- Flashfit™テクノロジー採用
- 湿った手でも装着しやすい




製品番号	製品名	サイズ	材質	滅菌	包装	価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
J998041	Sapphire ニトリルグローブ パウダーフリーXS	XS	ニトリル	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥25,000	¥18,750	¥7.5
J998042	Sapphire ニトリルグローブ パウダーフリーS	S	ニトリル	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥25,000	¥18,750	¥7.5
J998043	Sapphire ニトリルグローブ パウダーフリーM	M	ニトリル	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥25,000	¥18,750	¥7.5
J998044	Sapphire ニトリルグローブ パウダーフリーL	L	ニトリル	未滅菌	250枚/箱×10箱	¥25,000	¥18,750	¥7.5

# Sapphire PCR 8連チューブ (ナチュラル)

Free of detectable  
DNase, RNase,  
human DNA  
non-pyrogenic

- 蓋はフラット型 (373250)、ドーム型 (373270) をご用意
- キャップは全てのSapphire 8 連チューブとSapphire 96ウェルPCRプレートに使用可能
- フラット型はリアルタイムPCRに適しており、多くの一般的なサーマルサイクラーに使用できます。
- チューブ本体は整列包装されています。



製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装単位	入数	ケース価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)	キャンペーン単価 (税抜)
673210	Sapphire PCRチューブ8連ストリップ ナチュラル (本体のみ)	200μl	ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥20,500	¥8,580	¥68.6
373250	Sapphire PCRキャップ8連ストリップ フラットトップナチュラル (フタのみ)		ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥7,320	¥3,590	¥28.7
373270	Sapphire PCRキャップ8連ストリップ ラウンドトップナチュラル (フタのみ)		ポリプロピレン (PP)	×	125×1袋	125本	¥5,840	¥2,450	¥19.6

## Freshmen 応援キャンペーン J0403 専用注文書

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間：2024年4月8日～2024年8月30日

	製品番号		キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
リロードタイプ	スタンダードタイプ (未滅菌)			
	771354	10 $\mu$ l 未滅菌	¥4,500	
	772354	ロング 10 $\mu$ l 未滅菌	¥4,750	
	775354	200 $\mu$ l 未滅菌	¥4,800	
	776354	300 $\mu$ l 未滅菌	¥4,300	
	777354	1000 $\mu$ l 未滅菌	¥5,500	
	778354	1250 $\mu$ l 未滅菌	¥6,700	
	スタンダードタイプ (滅菌)			
	771355	10 $\mu$ l 滅菌	¥5,300	
	772355	ロング 10 $\mu$ l 滅菌	¥5,400	
	775355	200 $\mu$ l 滅菌	¥5,500	
	776355	300 $\mu$ l 滅菌	¥5,500	
	777355	1000 $\mu$ l 滅菌	¥6,600	
	778355	1250 $\mu$ l 滅菌	¥7,000	
専用フック	770310	10/ロング10 $\mu$ l用	¥3,020	
	770320	200 $\mu$ l用	¥3,020	
	770330	300 $\mu$ l用	¥3,020	
	770340	1000/1250 $\mu$ l用	¥3,020	
	スタンダードタイプ (未滅菌)			
ラック包装	771351	10 $\mu$ l 未滅菌	¥5,000	
	772351	ロング 10 $\mu$ l 未滅菌	¥5,500	
	775351	200 $\mu$ l 未滅菌	¥4,800	
	776351	300 $\mu$ l 未滅菌	¥5,500	
	777351	1000 $\mu$ l 未滅菌	¥6,000	
	778351	1250 $\mu$ l 未滅菌	¥6,500	
	スタンダードタイプ (滅菌)			
	771352	10 $\mu$ l 滅菌	¥6,500	
	772352	ロング 10 $\mu$ l 滅菌	¥7,000	
	775352	200 $\mu$ l 滅菌	¥6,000	
	776352	300 $\mu$ l 滅菌	¥6,700	
	777352	1000 $\mu$ l 滅菌	¥7,300	
	778352	1250 $\mu$ l 滅菌	¥8,500	

	製品番号		キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
ラック包装	スタンダードタイプ (フィルター付き・滅菌)			
	771353	10 $\mu$ l 滅菌	¥10,800	
	772353	ロング 10 $\mu$ l 滅菌	¥10,800	
	773353	20 $\mu$ l 滅菌	¥10,800	
	774353	100 $\mu$ l 滅菌	¥10,800	
	775353	200 $\mu$ l 滅菌	¥11,520	
	776353	300 $\mu$ l 滅菌	¥11,520	
	778353	1250 $\mu$ l 滅菌	¥13,440	

製品番号		キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
Sapphire Pipettor シングルチャネル			
89000002	0.2-2 $\mu$ l	¥28,000	
89000010	1-10 $\mu$ l	¥28,000	
89000020	2-20 $\mu$ l	¥27,200	
89000100	10-100 $\mu$ l	¥27,200	
89000200	20-200 $\mu$ l	¥27,200	
89001000	100-1000 $\mu$ l	¥27,200	
89000500	0.5-5ml	¥30,000	
89010000	0.1-10ml	¥31,100	

製品番号		キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
ニトリルグローブ			
J998041	XS	¥18,750	ケース (250枚/箱×10箱)
J998042	S	¥18,750	ケース (250枚/箱×10箱)
J998043	M	¥18,750	ケース (250枚/箱×10箱)
J998044	L	¥18,750	ケース (250枚/箱×10箱)

製品番号		キャンペーン価格 (税抜)	ご発注数
Sapphire PCR 8連チューブ (ナチュラル)			
673210	本体のみ	¥8,580	
373250	フタのみ (フラット)	¥3,590	
373270	フタのみ (ラウンド)	¥2,450	

販売店様へお願い：

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更はお断りさせていただきます。また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

## ● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

## ● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

## 株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL [https://www.gbo.com/ja\\_JP.html](https://www.gbo.com/ja_JP.html)

## ■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2024年4月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。  
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

Document Number 202404003

グライナー・ジャパン取扱店